

## MONTURAS DE PRUEBAS

### MTF-1 Y MTF-2

Las monturas MTF-1 y MTF-2 de Viewlight tienen diferentes posibilidades de ajustes que permiten adaptarlas a las distintas formas de cabeza de los pacientes. Cada montura puede sostener hasta cuatro probines en cada ojo, permitiéndole combinar la dioptría necesaria en cada caso. Estas monturas fueron construidas con nuevas aleaciones livianas y resistentes, con un cómodo apoyo en la nariz, que las convierten en excelentes opciones a la hora de escoger una montura para el consultorio.



## MTF-1 CLÁSICA



## MTF-2 TITANIO

Puede ajustar el ángulo de caída de la montura para asegurarse que sea de 15° aproximadamente.

Permite ajustar el ángulo de apoyo nasal.

Patillas flexibles y cómodas, ideal para niños.

Construida en aleación ultraliviana de titanio y plástico

Permiten ajustar la distancia interpupilar y la altura de la nariz.

Los ejes de las lentes cilíndricas y prismáticas pueden rotarse. La posición del eje puede determinarse desde la escala circular alrededor de los aros.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MTF-1

**Cantidad de probines que pueden insertarse simultáneamente**

8 (4 para cada ojo)

**Rango de distancia interpupilar**

48 - 80mm (incrementos de 1mm)

**Peso**

72 gramos



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MTF-2

**Cantidad de probines que pueden insertarse simultáneamente**

8 (4 para cada ojo)

**Rango de distancia interpupilar**

57 - 70mm (incrementos de 2mm)

**Peso**

48 gramos